



IPAD シュー SPR

日常点検表

製品情報	設置日: 年 月 日	シリアルナンバー:
	管理部署名:	管理者氏名:

点検日	年 月			年 月			年 月		
	 ステータスランプ: 緑点滅  ステータスランプ: 赤点滅	1		16	1		16	1	
2			17	2		17	2		17
3			18	3		18	3		18
4			19	4		19	4		19
5			20	5		20	5		20
6			21	6		21	6		21
7			22	7		22	7		22
8			23	8		23	8		23
9			24	9		24	9		24
10			25	10		25	10		25
11			26	11		26	11		26
12			27	12		27	12		27
13			28	13		28	13		28
14			29	14		29	14		29
15			30	15		30	15		30
		31			31			31	

インジケータが正常な場合は○を記入してください。

×の場合は当社または販売代理店へお問合せください。

バッテリーパック期限	年 月(装着日より最大5年)
共通用電極パッド期限	年 月(電極パッドの袋に記載)
予備用電極パッド期限	年 月(電極パッドの袋に記載)

* 耐用期間の過ぎたAEDはご使用になれません。(耐用期間: 設置日より8年)

* 消耗品等の購入・交換は、販売代理店へお問合せください。

* バッテリーの寿命の目安は最初のバッテリーパック装着から5年です。

* 設置環境や使用状況により異なりますので、バッテリーの残量が少なくなったらバッテリーが切れる前に新しいバッテリーパックに交換して下さい。