



## CU-SP1 日常点検項目 .....✓



正常な状態



エラー状態



### エラー状態表示



機器にエラーがあることを示しています。



バッテリー残量が不足していることを示しています。



両用電極パッドが、使用済、期限切れ、またはセルフテストでエラーを感知しました。

\* 緊急時（使用時）には119番に電話してください。

\* 詳しい製品の使い方及び点検方法は、取扱説明書をご覧ください。

\* 点検の結果、製品に異常がある場合は、販売店もしくは、コールセンターにお問い合わせください。

\* AEDコールセンター：0120-910-256

\* 使用後は電極パッドを交換して必ずバッテリー装着テストを行ってください。



株式会社 CU  
www.japan-cu.com

1) 販売店名: \_\_\_\_\_

2) 電話番号: \_\_\_\_\_

## CU-SP1 日常点検表 .....✓

製品情報	設置年月日		
	シリアル番号	管理者氏名	

点検者氏名										
点検年月	年 月		年 月		年 月					
<div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">正常な状態</div>  <div style="border: 1px solid red; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">エラー状態</div> 	点検日									
	1		16	1		16	1		16	
	2		17	2		17	2		17	
	3		18	3		18	3		18	
	4		19	4		19	4		19	
	5		20	5		20	5		20	
	6		21	6		21	6		21	
	7		22	7		22	7		22	
	8		23	8		23	8		23	
	9		24	9		24	9		24	
	10		25	10		25	10		25	
	11		26	11		26	11		26	
	12		27	12		27	12		27	
	13		28	13		28	13		28	
	14		29	14		29	14		29	
15		30	15		30	15		30		
		31			31			31		

### 日常点検表記入例

正常な状態の時は○

エラー状態の時は×

日常点検表はホームページよりダウンロードできます。

<http://www.japan-cu.com>